



MOPEDIA[®]

VYCHÁZKOVÉ HOLE

NÁVOD K POUŽITÍ



INDEX

1. KÓDY.....	STRANA.3
2. ÚVOD.....	STRANA 3
3. URČENÉ POUŽITÍ	STRANA.3
4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	STRANA 3
5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ	STRANA 4
6. SYMBOLY	STRANA 4
7. OBECNÝ POPIS.....	STRANA.5
71 Nastavení výšky	str. 5
8. PŘED POUŽITÍM	STRANA 5
9. UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ.....	STRANA 5
10. JAK POUŽÍVAT.....	STRANA 5
11. ÚDRŽBA.....	STRANA 5
12. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE	STRANA.5
121 Čištění.....	str. 5
122 Dezinfekce	str. 6
13. PODMÍNKY LIKVIDACE	STRANA 6
14. TECHNICKÉ VLASTNOSTI.....	STRANA 6
15. ZÁRUKA	STRANA 8
16. OPRAVA	STRANA 8
161 Záruční oprava	str. 8
162 Oprava, na kterou se nevztahuje záruka.....	str. 8
163 Nepoškozené zařízení	str. 8
17. NÁHRADNÍ DÍLY.....	STRANA 8
18. DOLOŽKY O VÝJIMCE	STRANA 8



 Zdravotnický prostředek třídy I
 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745
 RADY ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích

1. KÓDY

RP159 Skládací hliníková hůl, hnědá dřevěná rukojeť ve tvaru T, pro ženy
RP160-1 Skládací hliníková rukojeť vycházkové hole, z ABS a TPR Tartanový vzor
RP160-2 Skládací hliníková rukojeť vycházkové hole, z ABS a TPR Černobílý vzor
RP160-3 Skládací hliníková rukojeť vycházkové hole, z ABS a TPR Květinový vzor

RP162A Monokromatická hliníková rukojeť hole, ABS a TPR Metallic
RP162B Monokromatická hliníková rukojeť hole, ABS a TPR Blue
RP162V Monokromatická hliníková rukojeť hole, ABS a TPR Green
RP162R Monokromatická hliníková rukojeť hole, ABS a TPR Red
RP162P Monokromatická hliníková rukojeť hole, ABS a TPR Purple
RP162N Monokromatická hliníková rukojeť hole, ABS a TPR Black

RP163-1 Hliníková hůl T rukojeť Čtverce vzor
RP163-2 Hliníková hůl T rukojeť Květiny vzor

RP167-2 Hliníková tyčová rukojeť se vzorem kašmíru
RP167-3 Hliníková tyčová rukojeť se vzorem fialových květů
RP167-4 Hliníková tyčová rukojeť se vzorem kruhů
RP167-5 Rukojeť hliníkové tyče Derby Černobílý vzor

RP168-1 Neskládací hliníková vycházková hůl, dřevěná rukojeť ve tvaru T, vzor květin

RP169-1 Neskládací hliníková hůl, rukojeť z ABS a TPR, vzor Flowers
RP169-2 Neskládací hliníková hůl, rukojeť z ABS a TPR, vzor Zigzag
RP169-3 Neskládací hliníková hůl, rukojeť z ABS a TPR, Optický modrý vzor
RP169-5 Neskládací hliníková vycházková hůl, rukojeť z ABS a TPR, vzor Optický karbon
RP169-6 Neskládací hliníková vycházková hůl, rukojeť z ABS a TPR, vzor Tartan
RP169-7 Neskládací hliníková vycházková hůl, rukojeť z ABS a TPR, vzor Čtverce

2. ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili vycházkovou hůl MOPEDIA by Moretti. Tento návod k použití obsahuje několik užitečných rad pro správné používání zařízení, které jste si zakoupili, a také několik důležitých rad pro vaši bezpečnost. V případě nejasností se prosím obraťte na svého prodejce, který vám bude schopen správně pomoci.

3. URČENÉ POUŽITÍ

Vycházková hůl MOPEDIA by Moretti je pomůcka ovládaná jednou rukou, která je uzpůsobena pro podporu a/nebo pomoc při pohybu osob s pohybovými problémy.

POZOR!


- Nepoužívejte výrobek k účelům, které nejsou uvedeny v této příručce.
- Společnost Moretti S.p.A odmítá jakoukoli odpovědnost za následky vyplývající z nesprávného použití tohoto výrobku a z neoprávněných zásahů do rámu výrobku.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu informací uvedených v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.

4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Moretti S.p.A. prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobek vyráběný a prodáváný společností Moretti S.p.A. a patřící do skupiny WALKING STICKS je v souladu s ustanoveními zákona o ochraně spotřebitele.



nařízení 2017/745 o zdravotnických prostředcích ze dne 5. dubna 2017.

Za tímto účelem společnost Moretti S.p.A. zaručuje a prohlašuje na svou výhradní odpovědnost následující:

1. Přístroje splňují požadavky na obecnou bezpečnost a funkční způsobilost požadované v příloze I nařízení 2017/745, jak je stanoveno v příloze IV výše uvedeného nařízení.
2. Přístroje NEJSOU MĚŘICÍMI PŘÍSTROJI.
3. Přístroje NEJSOU URČENY PRO KLINICKÉ TESTY.
4. Zařízení jsou zabalena v krabíčce NON-STERILE BOX.
5. Přístroje patří do třídy I v souladu s ustanoveními přílohy VIII výše uvedeného nařízení.
6. Společnost Moretti S.p.A. poskytuje příslušným orgánům technickou dokumentaci k prokázání shody s nařízením 2017/745, a to po dobu nejméně 10 let od výroby poslední šarže.

Poznámka: Kompletní kódy výrobků, registrační kód výrobce (SRN), kód UDI-DI a veškeré odkazy na použité předpisy jsou uvedeny v EU prohlášení o shodě, které Moretti vydává. S.p.A. vydává a zpřístupňuje prostřednictvím svých kanálů.

5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte celý návod k obsluze.

- Poradte se s lékařem nebo terapeutem, abyste určili správné nastavení a správné použití v á n í chodítek.
- Ujistěte se, že je výrobek dodán kompletní, a uchovávejte jej zabalený mimo dosah zdrojů tepla.
- Mez použití zařízení je dána opotřebením dílů.
- Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hrály nebo ho obsluhovaly.
- Uživatel a/nebo pacient musí nahlásit jakoukoli závažnou nehodu, ke které došlo v souvislosti s přístrojem, výrobcí a příslušnému orgánu státu, do kterého uživatel a/nebo pacient patří.

6. SYMBOLY



Kód produktu



Jedinečný identifikátor



Označení CE



Výrobce



Výrobní šarže



Přečtěte si návod k použití



Zdravotnický prostředek



Max. podporovaná hmotnost



Podmínky likvidace





7. OBECNÝ POPIS

Vycházkové hole MOPEDIA jsou vyrobeny z hliníku a protiskluzového gumového hrotu. Nastavitelná výška každé 2,5 cm. Tato zařízení jsou užitečná pro zajištění bezpečné opory a jistoty. Hole také usnadňují udržení vzpřímené polohy a chůzi. Usnadňují vyproštění segmentů dolní části těla, stabilizují osobu při problémech s rovnováhou a podporují při silových problémech.

ℹ️ **Nastavení výšky**

Odšroubujte pojistný kroužek, stiskněte kolík a posuňte hůl tak, aby odpovídala otvoru v požadované výšce. utáhněte pojistný kroužek.

8. PŘED POUŽITÍM



POZOR!

Zkontrolujte, zda není rám poškozen, aby bylo zaručeno bezpečné používání pro osoby a věci. Zkontrolujte správnou montáž zařízení.

9. UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ

- Na mokřem a kluzkém povrchu dbejte zvýšené opatrnosti.
- Nenechávejte přístroj dlouho v kontaktu s vodou.
- Pravidelně kontrolujte jeho pevnost, stabilitu a stav gumových hrotů.
Po opotřebení je vyměňte.
- V případě pochybností o používání, seřizování nebo údržbě se obraťte na svého prodejce.
- Uchovávejte jej mimo dosah dětí, abyste předešli případným rizikům.



POZOR!

NEPOUŽÍVEJTE u pacientů, jejichž hmotnost přesahuje hmotnost uvedenou na štítku výrobku a v kapitole "Technické vlastnosti" této uživatelské příručky.

10. JAK POUŽÍVAT

Poznámka: Viz bezpečnostní pokyny v této příručce.

Použití hole se liší případ od případu. Z tohoto důvodu je třeba minimálně školení kvalifikovaným personálem s odkazem na informace o typu schůdku nebo typu podpěry. Obsluha při péči o pacienta je vždy umístěna na straně těla, která je slabší a nemocnější.

11. ÚDRŽBA

Zařízení Mopedia od společnosti MORETTI jsou pečlivě kontrolována a po uvedení na trh jsou dodávána se značkou ES. Pro bezpečnost pacienta a lékaře doporučujeme nechat přístroj každé 2 roky zkontrolovat výrobcem nebo autorizovanou laboratoří.

Pravidelnou kontrolou se rozumí kontrola následujících částí:

- Rám pro venčení psů
- Gumový hrot.

V případě opravy se musí používat pouze schválené díly a příslušenství.

12. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

ℹ️ **Čištění**

K odstranění prachu používejte pouze vlhký hadřík, k odstranění obtížnějších nečistot použijte vlhký hadřík s jemným mýdlem. Před použitím důkladně osušte.



**POZOR!**

Nikdy nepoužívejte vodu o teplotě vyšší než 30 °C. Nikdy nepoužívejte proud vody nebo parní pračku.

12 Dezinfekce

Pokud potřebujete výrobek dezinfikovat, použijte běžný dezinfekční čisticí prostředek.

13. PODMÍNKY LIKVIDACE

V případě likvidace nepoužívejte vkladací nádobu na komunální odpad. Doporučujeme odkládat vycházkovou hůl na příslušná místa určená k recyklaci.

14. TECHNICKÉ**VLASTNOSTI RP159**

 **NASTAVITELNÁ VÝŠKA:** MAX. HMOTNOST

 **NÁKLADU:** 100 KG

Průměry: VNITŘNÍ 16 MM / VNĚJŠÍ 19 MM
 Kroužek na krku: METALLIC
 T rukojeť: DŘEVĚNÁ, HNĚDÁ
 Rám: HLINÍKOVÝ
 Guma: ANTI-SLIP TIP

RP160-1, RP160-2, RP160-3

 **NASTAVITELNÁ VÝŠKA:** MAX. HMOTNOST

 **NÁKLADU:** 100 KG

Diametry: VNITŘNÍ 19 MM/ VNĚJŠÍ 22 MM
 Kroužek na krku: METALLIC
 Rukojeť: DERBY V BARVĚ ABS + TPR ČERNÁ
 Rám: HLINÍKOVÝ
 Guma: ANTI SLIP-TIP

RP163-1, RP163-2, RP167-2, RP167-3, RP167-4, RP167-5

 **NASTAVITELNÁ VÝŠKA:** OD 78 DO 100 CM

 **MAXIMÁLNÍ HMOTNOST NÁKLADU:** 100 KG

Diametry: VNITŘNÍ 19 MM / VNĚJŠÍ 22 MM
 Kroužek na krku: METALLIC
 Rukojeť: (pro RP163-x) MĚKKÁ ČERNÁ RUKOJEŤ
 (pro RP167-x)
 Rám: HLINÍKOVÝ
 Guma: ANTI SLIP-TIP

RP168-1

 **NASTAVITELNÁ VÝŠKA:** OD 68 DO 90,5 CM

 **MAXIMÁLNÍ HMOTNOST NÁKLADU:** 100 KG

Průměry: VNITŘNÍ 19 MM / VNĚJŠÍ 22 MM
 Kroužek na krku: METALLIC



T rukojet: DŘEVĚNÁ ČERNÁ
Rám: HLINÍKOVÝ
Guma: ANTI-SLIP TIP

RP162A, RP162B, RP162V, RP162R, RP162P, RP162N,
RP169-1, RP169-2, RP169-3, RP169-5, RP169-6, RP169-7



NASTAVITELNÁ VÝŠKA: OD 68 DO 90,5 CM



MAXIMÁLNÍ HMOTNOST NÁKLADU: 100 KG

Průměry: VNITŘNÍ 19 MM / VNĚJŠÍ 22 MM

Kroužek na krku: METALLIC
Derby rukojet: ČERNÁ ABS A TPR
Rám: HLINÍKOVÝ
Guma: ANTI-SLIP TIP





15. ZÁRUKA

Na výrobku Moretti se vztahuje záruka na materiálové nebo výrobní vady po dobu (dvou) 2 let od data nákupu, s výhradou níže uvedených omezení a výjimek. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním, zneužitím nebo úpravou výrobku a záruka neplatí, pokud není důsledně dodržován návod k použití. Správné zamýšlené použití zařízení je uvedeno v tomto návodu.

Společnost Moretti neodpovídá za škody vzniklé v důsledku zranění osob nebo jinak způsobené nesprávnou instalací nebo nesprávným používáním. Moretti Moretti neručí za poškození nebo vady výrobků za následujících podmínek: přírodní katastrofa, neautorizovaná údržba nebo oprava, poškození v důsledku problémů s napájením (pokud je poskytováno) použití náhradních dílů nedodaných společností Moretti, nesprávné použití, neautorizovaná změna, poškození při přepravě (jiné než originální zásilka od společnosti Moretti) nebo v případě nedostatečné údržby, jak je uvedeno v návodu. Záruka se nevztahuje na součásti podléhající opotřebení při správném používání zařízení.

16. OPRAVA

🔧 Záruční oprava

V případě, že se na výrobku Moretti během záruční doby vyskytne vada materiálu nebo výrobní vada, společnost Moretti potvrdí zákazníkovi, zda se na vadu může vztahovat záruka. Společnost Moretti může podle svého uvážení provést záruční opravu nebo výměnu u prodejce Moretti nebo v provozovně Moretti. Náklady na práci při opravě mohou být účtovány společnosti Moretti, pokud se na opravu vztahuje záruka. Oprava nebo výměna neprodlužuje ani neobnovuje záruku.

🔧 Oprava, na kterou se nevztahuje záruka

Výrobek, na který se nevztahuje záruka, lze vrátit k opravě pouze po předchozím schválení zákaznickým servisem společnosti Moretti. Náklady na práci a dopravu v případě opravy, na kterou se nevztahuje záruka, nese v plné výši zákazník nebo prodejce. Na opravy výrobků, na které se nevztahuje záruka, se vztahuje záruka po dobu šesti (6) měsíců od data obdržení opraveného výrobku.

🔧 Nepoškozené zařízení

Zákazník bude informován, pokud společnost Moretti po přezkoumání a otestování vráceného výrobku prohlásí, že výrobek není vadný. V takovém případě bude zboží vráceno zákazníkovi, veškeré náklady na dopravu hradí zákazník.

17. NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly Moretti se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců od data přijetí. Náhradní díly a příslušenství naleznete v hlavním katalogu Moretti.

18. VÝJIMKOVÉ DOLOŽKY

S výjimkou případů výslovně uvedených v této záruce a v mezích zákona společnost Moretti neposkytuje žádné prohlášení, záruky ani podmínky, výslovné ani předpokládané, včetně prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování a rušení. Společnost Moretti nezaručuje, že používání produktu Moretti bude nepřerušované nebo bezchybné. Doba trvání jakýchkoli předpokládaných záruk, které mohou být uloženy zákonem, je omezena na záruční dobu v mezích zákona. Některé státy nepovolují omezení doby trvání předpokládané záruky ani vyloučení či omezení náhodných nebo následných škod v souvislosti s výrobky pro spotřebitele. V takových státech nebo zemích se na vás některé výhrady a omezení této záruky nemusí vztahovat. Tato záruka se může změnit bez předchozího upozornění.





ZÁRUČNÍ LIST

Produkt _____

Zakoupeno dne (datum) _____

Maloobchodní p r o d e j c e _____

Adresa _____ Obec/město _____

Prodáno do _____

Adresa _____ Obec/město _____

MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-mail: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.

** Nejnovější dostupnou verzi uživatelské příručky naleznete na našich webových stránkách.*



