



MA_RP71x_03_B_ENG_01-2024

NÁVOD K POUŽITÍ

PODPAŽNÍCH BERLÍ

INDEX

1. KÓDY.....	STRANA.3
2. ÚVOD.....	STRANA.3
3. URČENÉ POUŽITÍ.....	STRANA.3
4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	STRANA.3
5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ	STRANA.3
6. SYMBOLY	STRANA.4
7. OBECNÝ POPIS	STRANA.4
71 Podpažní berle.....	str.4
72 Nastavení výšky	str.4
8. PŘED POUŽITÍM	STRANA 4
9. UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ	STRANA 4
10. JAK POUŽÍVAT.....	STRANA 5
11. ÚDRŽBA	STRANA 5
12. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE	STRANA.5
121 Čištění.....	str. 5
122 Dezinfekce	str. 5
13. PODMÍNKY LIKVIDACE	STRANA.5
14. TECHNICKÉ VLASTNOSTI	STRANA 5
141 Náhradní díly	str. 5
15. ZÁRUKA	STRANA 6
16. OPRAVY	STRANA 6
161 Záruční opravy	str. 6
162 Oprava, na kterou se nevztahuje záruka	str. 6
163 Nepoškozené zařízení	str. 6
17. NÁHRADNÍ DÍLY.....	STRANA 6
18. DOLOŽKY O VÝJIMCE	STRANA 6

CE Zdravotnický prostředek třídy I
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745
ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích

1. KÓDY

RP710 Podpažní berle - velikost M pro dospělé
RP711 Podpažní berle - velikost L pro dospělé

2. ÚVOD

Děkujeme vám, že jste si zakoupili berle **MOPEDIA** od společnosti Moretti S.p.A. Tento návod k použití obsahuje několik doporučení, jak správně používat vámi vybraný výrobek, a poskytuje cenné rady pro vaši bezpečnost. Než začnete výrobek používat, pečlivě si návod přečtěte. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na svého prodejce, který vám poradí a pomůže.

3. URČENÉ POUŽITÍ

Berle **MOPEDIA** by Moretti jsou pomůcky manipulovatelné jednou rukou, které jsou uzpůsobeny k podpoře a/nebo podpoře mobility osob s pohybovými problémy.

POZOR!



- Nepoužívejte výrobek k účelům, které nejsou uvedeny v této příručce.
- Společnost Moretti S.p.A odmítá jakoukoli odpovědnost za následky vyplývající z nesprávného použití tohoto výrobku a z neoprávněných zásahů do rámu výrobku.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu informací uvedených v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.

4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Moretti S.p.A. prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek vyráběný a prodávaný společností Moretti S.p.A. a patřící do skupiny CRUTCHES je v souladu s ustanoveními nařízení 2017/745 o zdravotnických prostředcích ze dne 5. dubna 2017.

Za tímto účelem společnost Moretti S.p.A. zaručuje a prohlašuje na svou výhradní odpovědnost následující:

1. Přístroje splňují požadavky na obecnou bezpečnost a funkční způsobilost požadované přílohou I nařízení 2017/745, jak je stanoveno v příloze IV výše uvedeného nařízení.
2. Přístroje NEJSOU MĚŘICÍMI PŘÍSTROJI.
3. Přístroje NEJSOU URČENY PRO KLINICKÉ TESTY.
4. Zařízení jsou zabalena v krabici NON-STERILE BOX.
5. Přístroje patří do třídy I v souladu s ustanoveními přílohy VIII výše uvedeného nařízení.
6. Společnost Moretti S.p.A. poskytuje příslušným orgánům technickou dokumentaci k prokázání shody s nařízením 2017/745, a to po dobu nejméně 10 let od výroby posledního šarže.

Poznámka: Úplné kódy výrobků, registrační kód výrobce (SRN), kód UDI-DI a veškeré odkazy na použité předpisy jsou uvedeny v EU prohlášení o shodě, které společnost Moretti S.p.A. vydává a zpřístupňuje svými kanály.

5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte celý návod k použití .
- Ujistěte se, že je výrobek dodán kompletní, a uchovávejte jej zabalený mimo dosah zdrojů tepla.
- ŽIVOTNOST - limit používání zařízení je dán opotřebením dílů.



- NEDOVOLTE dětem, aby si se zařízením hrály nebo ho obsluhovaly.
- Uživatel a/nebo pacient musí nahlásit jakoukoli závažnou nehodu, ke které došlo v souvislosti s přístrojem, výrobcí a příslušnému orgánu státu, do kterého uživatel a/nebo pacient patří.

6. SYMBOLY

	Kód produktu
	Jedinečná identifikace zařízení
	Označení CE
	Výrobce
	Dávková šarže
	Přečtěte si návod k použití
	Zdravotnický prostředek
	Podmínky likvidace

7. OBECNÝ POPIS

71 Podpažní berle

Vyrobeno z lehkého eloxovaného hliníku. Pažba a rukojeť mají anatomicky tvarovanou protiskluzovou rukojeť a jsou vyrobeny z odolného materiálu, který poskytuje pohodlí a bezpečnost. Vybaveny protiskluzovými gumovými hroty, výškově nastavitelnými po 2,5 cm.

RP710 Od 112,5 do 140 cm

RP711 Od 134 do 154 cm

72 Nastavení výšky

Berle je třeba nastavit podle vaší výšky.

Stoj s dlaněmi položenými na rukojetích. Po nalezení správné výšky by se berle měla dostat 1 až 2 cm pod podpaží. Rukojeti musí být v jedné linii s horní částí boků. Chcete-li upravit výšku rukojeti, odšroubujte a vyjměte šroub. Vložte šroub do požadovaného otvoru a pevně jej utáhněte.

8. PŘED POUŽITÍM

- Zkontrolujte, zda není rám poškozen, aby bylo zaručeno bezpečné používání pro osoby a věci.
- Zkontrolujte, zda je zařízení správně sestaveno

9. UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ

- Na mokřem a kluzkém povrchu dbejte zvýšené opatrnosti.
- NEPOUŽÍVEJTE u pacientů, jejichž hmotnost přesahuje hmotnost uvedenou na štítku výrobku a v kapitole o technických vlastnostech této příručky.
- Nenechávejte zařízení dlouho v kontaktu s vodou.
- Pravidelně kontrolujte jeho pevnost, stabilitu a dobrý stav gumových koncovek. Po opotřebení je vyměňte
- V případě pochybností o používání, seřizování nebo údržbě se obraťte na svého prodejce.
- Uchovávejte jej mimo dosah dětí, abyste předešli případným rizikům.



10. JAK POUŽÍVAT

Držte se berlí, přenášejte je a pohybujte zraněnou končetinou přenášením váhy na rukojeti berlí, kývejte tělem dopředu a držte zdravou nohu dobře položenou a nakonec přeneste zdravou nohu dopředu. Berle by nikdy neměly být za pacientem.

LEZENÍ PO SCHODECH

- Položte zdravou nohu na stupínek
- Umístěte berle a nakonec postiženou nohu

POLOŽTE NA SCHODY.

- Umístěte berle na schod níže
- Sundejte zraněnou nohu
- A konečně, na podporu zdravé nohy

11. ÚDRŽBA

Přístroje **MOPEDIA** od společnosti MORETTI jsou po uvedení na trh pečlivě kontrolovány a dodávány se značkou ES. Pro bezpečnost pacienta a lékaře doporučujeme nechat přístroj každé 2 roky zkontrolovat výrobcem nebo autorizovanou laboratoří. V případě opravy používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

12. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

121 Čištění

K odstranění prachu používejte pouze vlhký hadřík, k odstranění obtížnějších nečistot použijte vlhký hadřík s jemným mýdlem. Před použitím důkladně osušte. Nikdy nepoužívejte vodu o teplotě vyšší než 30 °C. Nikdy nepoužívejte proud vody ani parní pračku.

122 Dezinfekce

pokud potřebujete přístroj dezinfikovat, použijte běžný dezinfekční prostředek.



POZOR!

Nikdy nepoužívejte kyseliny, zásady nebo rozpouštědla, jako je aceton.

13. PODMÍNKY LIKVIDACE

V případě likvidace nepoužívejte vkladací kontejner na komunální odpad. Doporučujeme přístroj odevzdat na příslušných místech k recyklaci.

14. TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Kódy	Materiál	Nastavení výšky	Maximální hmotnost
RP710	Eloxovaný hliník	112,5 - 140 cm*.	130 kg
RP711	Eloxovaný hliník	134 - 154 cm*	130 kg

*výška od země po ramenní vycpávku

141 Náhradní díly

RV7020 Gumové hroty pro ramenní berle - 2 ks

RV7050 Houbová ramenní opěrka - 2 ks

RV7040 Rukojeť houby - 2 ks



15. ZÁRUKA

Na výrobky Moretti se vztahuje záruka na materiálové nebo výrobní vady po dobu (dvou) 2 let od data nákupu, s výhradou níže uvedených omezení a výjimek. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním, zneužitím nebo úpravou výrobku a záruka neplatí, pokud není důsledně dodržován návod k použití. Správné zamýšlené použití zařízení je uvedeno v tomto návodu. Společnost Moretti neodpovídá za škody vzniklé v důsledku zranění osob nebo jinak způsobené nesprávnou instalací nebo nesprávným používáním nebo v souvislosti s nimi. Společnost Moretti neručí za poškození nebo vady výrobků za následujících podmínek: přírodní katastrofa, neautorizovaná údržba nebo oprava , poškození v důsledku problémů s napájením (pokud je poskytováno) použitím náhradních dílů nedodaných společností Moretti, nesprávné použití, neautorizovaná úprava, poškození při přepravě (jiné než originální zásilka od společnosti Moretti) nebo v případě nedostatečné údržby, jak je uvedeno v návodu. Záruka se nevztahuje na součásti podléhající opotřebením při správném používání zařízení.

16. OPRAVY

161 Záruční opravy

V případě, že se na výrobku Moretti během záruční doby vyskytne vada materiálu nebo výrobní vada, potvrdí společnost Moretti zákazníkovi, zda se na vadu může vztahovat záruka. Společnost Moretti může podle svého uvážení provést záruční opravu nebo výměnu u prodejce Moretti nebo v provozovně Moretti . Náklady na práci při opravě mohou být účtovány společnosti Moretti, pokud se na opravu vztahuje záruka. Oprava nebo výměna neprodlužuje ani neobnovuje záruku.

162 Oprava, na kterou se nevztahuje záruka

Výrobek, na který se nevztahuje záruka, lze vrátit k opravě pouze po předchozím obdržení. od zákaznického servisu Moretti. Náklady na práci a dopravu v případě opravy, na které se nevztahuje záruka, plně hradí zákazník nebo prodejce. Na opravy výrobků, na které se nevztahuje záruka, se vztahuje záruka po dobu šesti (6) měsíců od data obdržení opraveného výrobku.

163 Nepoškozené zařízení

Zákazník bude informován, pokud společnost Moretti po přezkoumání a otestování vráceného výrobku prohlásí, že výrobek není vadný. V takovém případě bude zboží vráceno zákazníkovi, veškeré náklady na dopravu hradí zákazník .

17. NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly Moretti se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců od data převzetí.

18. VÝJIMKOVÉ DOLOŽKY

S výjimkou případů výslovně uvedených v této záruce a v mezích zákona společnost Moretti neposkytuje žádné prohlášení, záruky ani podmínky, výslovné ani předpokládané, včetně prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování a rušení. Společnost Moretti nezaručuje, že používání produktu Moretti bude nepřerušované nebo bezchybné. Doba trvání jakýchkoli předpokládaných záruk, které mohou být uloženy zákonem, je omezena na záruční dobu v mezích zákona. Některé státy neumožňují omezení doby trvání předpokládané záruky ani vyloučení či omezení náhodných nebo následných škod v souvislosti s výrobky pro spotřebitele. V takových státech nebo zemích se na vás některé výhrady a omezení této záruky nemusí vztahovat. Tato záruka se může změnit bez předchozího upozornění.





ZÁRUČNÍ LIST

Produkt _____

Zakoupeno dne (datum) _____

Maloobchodní p r o d e j c e _____

Adresa _____ Obec/město _____

Prodáno do _____

Adresa _____ Obec/město _____

MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-mail:

info@morettispa.com MADE IN P.R.C.