

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

STUPNĚ A PLOŠINY

- Ref 306.53: Flebologický krok - 2 schody a 1 kolejnice
- Ref 306.54: Schůdek z nerezové oceli - 3 stupně
- Ref 316.04: Schůdek z nerezové oceli - 1 schod
- Ref 316.05: Schůdek z nerezové oceli - 2 stupně
- Ref 306.38 : Plošina z nerezové oceli - 130 mm
- Ref 306.39 : Plošina z nerezové oceli - 230 mm
- Ref 306.40 : Plošina z nerezové oceli - 330 mm



0 – Váš model

Děkujeme, že jste si zakoupili krok / platformu od Villard. Abyste jej mohli bezpečně používat a využívat všech výhod tohoto článku, důrazně doporučujeme přečíst si tento návod a řídit se jeho doporučeními.

Tato příručka musí být bezpečně uchována a musí být k dispozici a přístupná každému uživateli. Použití tohoto materiálu je přísně omezeno na to, co je popsáno v tomto návodu.

1 - Přehled — Obecný popis

Schůdky / plošiny VILLARD jsou navrženy pro použití v nemocnicích kvalifikovaným a vyškoleným zdravotnickým personálem.

2 - Provoz

2.1 - Kontrola při dodání

Po převzetí zkontrolujte celý obal a předměty. Naše zařízení je expedováno v kartonu na paletě.

Při dodávce pečlivě zkontrolujte, zda zařízení během přepravy neutrpělo žádné otřesy a zda nedošlo k deformaci nebo poškození. V takovém případě zásilku odmítněte. Zboží bude vráceno dodavateli na náklady přepravce. Pokud dopravce odejde dříve, než zjistíte poškození, máte 3 dny na to, abyste dopravci předložili reklamaci doporučeným dopisem s potvrzením o opětovném převzetí. Můžete kontaktovat naši službu na čísle +332 85 29 05 00, která vám s tímto postupem pomůže.

2.2 - Obecná kontrola

Zkontrolujte shodu dodaného materiálu s vaší objednávkou (číslo položky, možnosti a příslušenství, uživatelská příručka).

Zkontrolujte celkový stav držáků umyvadla.

2.3 - Před použitím

Zkontrolujte celkový stav plošiny / schodu

3 - Uživatelská příručka a bezpečnostní opatření pro použití

Před jakýmkoli použitím produktu si prosím pečlivě přečtete následující pokyny:

- Maximální nosnost schůdku / plošiny je 150 kg.
- Schůdek/plošinu používejte pouze v případě, že je položena na podlahu a pokud jsou čtyři nohy dokonale v kontaktu s rovnou podlahou. Nikdy nepokládejte schůdek na šikmý nebo nevyvážený povrch.
- Nikdy nepokládejte nohy na okraje schůdků / plošin. Nohy musí být umístěny pouze ve středu schodu / plošiny pro maximální stabilitu.
- Pravidelně a před každým použitím kontrolujte stav vašeho stupátka / plošiny, zejména stav podložek. Pokud jsou opotřebené, musíte je rychle vyměnit, aby byla zaručena stabilita.
- Zkontrolujte stav svárů. Pokud jsou praskliny nebo zóna křehkosti, schůdek nepoužívejte, protože by se mohl pod váhou osoby, která jej používá, zabrzdit.
- Nikdy nelezte na schůdek / plošinu ve více než jedné osobě současně (na jednom schodu nebo na různých schodech).
- Nikdy nepřenašejte těžké břemeno při šplhání po schůdku / plošině, aby nedošlo k nestabilitě.
- Nikdy nestoupejte na schůdek/plošinu, pokud je mokrá nebo pokrytá mastnými látkami.
- Schůdek / plošinu nesmí používat dítě nebo osoba se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby nás kontaktujte na čísle: 0033 285 290 506



Čištění

- Čištění by mělo být prováděno měkkým a suchým hadříkem
- Nepoužívejte čisticí prostředky nebo kyselé látky
- Nečistěte proudem vody, párou nebo tlakovým zařízením

To by mohlo vést ke špatné funkci a mimo záruku.

4 - Čištění

Pečlivé čištění držáků umyvadla je třeba provádět tak často, jak je to nutné, a alespoň jednou denně.

Doporučení výrobce jsou dána k udržení vašeho zařízení v dobrém stavu co nejdéle. Nenahrazují však protokol o čištění a dezinfekci schválený hygienickou službou provozovny pomocí držáků umyvadel.

Předchozí:

Zařízení musí čistit a dezinfikovat vyškolený a informovaný personál nemocnice. Používané produkty jsou detergenty a dezinfekční roztoky schválené FSHH.

Nikdy nepoužívejte čistý alkohol, čisticí prášek, koncentrované prostředky, agresivní nebo abrazivní (tvrdé kartáče nebo drátěnky), které by mohly výrobek poškodit.

Čištění:

Postup čištění spočívá v odstranění nečistot a skvrn, které mohou být na schůdku / plošině.

Použijte hadřík s roztokem saponátu, očistěte všechny povrchy vozíku od shora dolů a dokončete čištění koleček.

Vyčištěné části otřete jiným hadříkem a vždy otírejte shora dolů podle doporučení dodavatele čisticího roztoku.

Dezinfekce:

Dezinfekci nanášejte novou utěrkou nebo použijte sprej na celou plochu vždy odshora dolů. Respektujte dobu působení dezinfekčního prostředku. Před použitím držáků umyvadla dodržujte dobu schnutí a dodržujte doporučení dodavatele.

Upozornění:

- * Zabraňte kontaktu dezinfekčního prostředku s očima, kůží a sliznicemi.
- * Nikdy nemíchejte různé mycí prostředky dohromady.
- * Respektujte procento ředění.

5 - Údržba

DŮLEŽITÉ: Bezpečnost a životnost vašeho zařízení přímo závisí na pravidelnosti a dodržování pravidel údržby.

Údržbu a opravy je nutné provádět vždy, když je to nutné, nebo alespoň jednou ročně.

Činnosti údržby, které je třeba provádět pravidelně:

- Zkontrolujte celkový stav držáků umyvadla a jeho příslušenství (misky)
- Zkontrolujte, zda nedošlo k deformaci žádného z dílů
- Zkontrolujte, zda jsou všechna spojovací zařízení řádně utažena
- Zkontrolujte stav kol a jejich brzd, pokud jsou jimi vybavena.

Vaše oddělení údržby by mělo vést záznamy o službách údržby s popisem provedených akcí a jejich dat.

8 - Skladování a poprodejní služby

8.1 Pokyny pro skladování a použití

	Podmínky skladování	Podmínky použití
Teplota	0 °C - 40 °C	15 °C - 40 °C
Vlhkost vzduchu	od 20 do 60 %	od 40 do 80 %

8.2 Poprodejní služby

Pro technické informace nebo objednání náhradních dílů je naše oddělení k dispozici od pondělí do pátku od 8:00 do 18:00 na čísle 0033 2 85 29 05 00.