



MOPEDIA®

MA RP891_RP893_RP896 01.A_06.2015

**ZÁVĚSNÝ VAK
NÁVOD K POUŽITÍ**

**ZÁVĚSNÝ VAK
NÁVOD K POUŽITÍ**

INDEX

1.	ÚVOD	strana 3
2.	ÚČEL POUŽITÍ	strana 3
3.	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	strana 3
4.	OBECNÁ UPOZORNĚNÍ	strana 3
5.	OBECNÝ POPIS	str. 4
	5.1 Zvedací vak pro pacienty	strana 4
	5.2 Stojanové vaky	strana 4
6.	PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM	strana 5
7.	UPOZORNĚNÍ	strana 5
8.	ZPŮSOB POUŽITÍ	strana 5
9.	ÚDRŽBA	str. 5
10.	ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE	strana 6
11.	VŠEOBECNÉ PODMÍNKY	strana 6
12.	TECHNICKÉ VLASTNOSTI	str. 6
	12.1 Vak pro zvedání pacientů - REF. RP891	str. 6
	12.2 Vaky pro zvedání pacientů - REF. RP893, RP896	str. 7
13.	ZÁRUKA	str. 7
	13.1 Ustanovení o výjimkách	strana 8

Český překlad návodu byl zhotoven na základě originální verze MA RP891_RP893_RP896 01 A_06 2015

Zdravotnický prostředek třídy I

Legislativní nařízení č. 46 ze dne 24. 2. 1997, kterým se provádí směrnice EHS 93/42 a následné změny

RP891 Standardní vak s oporou hlavy

RP893 Závěs ke zvedáku bez opory hlavy DORSALE

RP896 Závěs ke zvedáku bez opory hlavy PELVICA

1. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali vaky z řady MOPEDIA od společnosti Moretti S.p.A. Svazky Moretti Vaky byly navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly všechny vaše potřeby a byly použitelné v praxi, Správně a bezpečně. Tato příručka obsahuje drobné tipy pro správné používání vaku podle vašeho výběru a cenné rady pro vaši bezpečnost. Doporučujeme vám, abyste si pečlivě přečetli celý tento návod před jeho použitím. V případě pochybností se obraťte na prodejce, který vám bude schopen pomoci a správně poradit.

2. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Vaky MOPEDIA od značky Moretti jsou určeny k přenášení pacientů s pohybovými obtížemi.



- Je zakázáno používat toto zařízení k jiným účelům, než které jsou definovány v tomto dokumentu. následující příručka
- Společnost Moretti S.p.A. odmítá jakoukoli odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití zařízení nebo jiným použitím, než je uvedeno v této příručce.
- Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny v zařízení a v následujících oblastech příručky bez předchozího upozornění za účelem zlepšení jejich funkcí.

3. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Moretti S.p.A. prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobek vyrobený, umístěný v obchodech a v prodávány samotnou společností Moretti S.p.A. a patřící do rodiny postrojů splňuje požadavky platná ustanovení směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích v platném znění.

Za tímto účelem společnost Moretti S.p.A. zaručuje a prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že pokračování:

1. Tato zařízení splňují základní požadavky přílohy I směrnice. 93/42/EHS a následné změny stanovené v příloze VII uvedené směrnice.
2. Dotčená zařízení NEJSOU MĚŘÍČÍMI PŘÍSTROJI.
3. Tyto přístroje NEJSOU URČENY PRO KLINICKÉ VYŠETŘOVÁNÍ.
4. Tyto přístroje jsou uváděny na trh v obalech NON-STERILE.
5. Dotyčná zařízení se považují za zařízení třídy I.
6. Není dovoleno používat a/nebo instalovat tato zařízení mimo prostor zamýšlené použití společností Moretti S.p.A.
7. Společnost Moretti S.p.A. uchovává a zpřístupňuje příslušným orgánům dokumentaci. technické důkazy o souladu se směrnicí 93/42/EHS a následnými změnami.

4. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

- Pro správné používání přístroje si pozorně prostudujte následující návod k obsluze.
- Správné používání přístroje vždy konzultujte se svým lékařem nebo terapeutem.
- Před případným dalším použitím je nutné výrobek dezinfikovat.
- Životnost zařízení je dána opotřebením neopravitelných a/nebo vyměnitelných dílů.




- Vždy si prostudujte návod k obsluze zvedáku nebo stojanu, na kterém se nachází. nainstalujte svazek a důsledně dodržujte uvedené pokyny.
- V případě použití vaků s maximálním zatížením, které se liší od zatížení pro zvedáky nebo stojany, vždy použijte nejnižší maximální zatížení.

5. OBECNÝ POPIS

5.1 Vak pro zvedání nemocných osob

Postroj má standardní funkce a podpírá celé tělo včetně hlavy. Vhodný pro všechny běžné situace při zvedání. Je vyrobena z polyesterové tkaniny (100 %), vhodná pro odolné vůči kontaktu s vodou, šité polyesterovou nití, spolehlivě v každé situaci, i při kontaktu s vodou, odolné proti roztržení a vysoce prodyšné. Robustní ostnatý popruh (100 % polypropylen) lemuje postroj a na každém konci tvoří očka se třemi různými oky. háčky pro zajištění symetrie při zvedání. Popruh je průběžný a přišitý po celém obvodu postroje, aby byla zajištěna větší pevnost. Švy jsou s použitím vysokopevnostní polyesterové nitě.




REF. RP891

1. Horní očko
2. Polohovací body
3. Mezipropustné očko
4. Polohovací body
5. Poutko
6. Štítek výrobku
7. Poutko
8. Spodní očko
9. Polohovací body


5.2 Závěs pro stojanový zvedák

Postroj určený pro použití se stojany. Vyrobena ze 100% polyesterové tkaniny, an-vysoce prodyšný, prošitý polyesterovou nití a olemovaný pevnou polyesterovou páskou. 100% polyester. Lemovací páska je průběžná a našitá po celém obvodu postroje. pro zajištění větší pevnosti; na každém konci tvoří očka s háčky. Vybaveno pásem na suchý zip pro dodatečnou oporu při zvedání pacienta z lůžka. ze sedu do stoje. K dispozici je také model s pánevní trakcí pro větší pomoc při zvedání (REF. RP896).



REF. RP893

1. Polohovací body
2. Suchý zip
3. Polstrovaný ramenní popruh
4. Pás



1. Polohovací body
2. Suchý zip
3. Polstrovaný ramenní popruh
4. Pás
5. Pánevní pás
6. Polohovací body

6. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM

Vždy ověřte dokonalý stav integrity svazku zejména kontrolou švů a umístění oček.

7. UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ

- Před použitím se ujistěte, že zařízení není poškozeno: tkanina, popruh, švy a závěsná oka musí být neporušené.
- Pravidelně kontrolujte známky poškození, opotřebení nebo možného poškození alespoň jednou za 6 měsíců, zejména pokud se čištění provádí častěji než obvykle.
- Ujistěte se, že jsou očka závěsu správně zaháknutá za tyčku.
- Skladujte a používejte mimo dosah otevřeného ohně a zdrojů tepla.
- Nepřekračujte maximální kapacitu.



- Vždy si prostudujte návod k obsluze zvedáku nebo stojanu, na kterém se nachází. Nainstalujte svazek a důsledně dodržujte uvedené pokyny.



- Provedte posouzení rizik, abyste se ujistili, že pacient použil správnou velikost, typ a tvar. Kompletní seznam dostupných vaků naleznete v katalogu MORETTI.

8. ZPŮSOB POUŽITÍ

Závěsy řady MOPEDIA by Moretti jsou vhodné pro použití se zvedáky. Které jsou pevné, pojízdné a stojící (pouze modely RP893 - RP896).

9. ÚDRŽBA

Přístroje řady MOPEDIA by Moretti v době uvedení na trh jsou pečlivě zkontrolovány a označeny značkou CE.

Z důvodu bezpečnosti pacienta a lékaře se doporučuje, aby výrobce nebo lékař zkontroloval výrobek v autorizované laboratoři, a to nejméně jednou za 6 měsíců..

10. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

Perte ve vodě o maximální teplotě 60° s neutrálními mýdly nebo pracími prostředky.

Bezpečnostní opatření:

- Nepoužívejte prací prostředek, pokud není jemný.
- Nepoužívejte k čištění vaku páru
- Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního světla
- Nezahřívejte
- Nepoužívejte bělidlo
- Nežehlete
- Neperte v pračce

11. OBECNÉ PODMÍNKY LIKVIDACE

Při likvidaci zařízení nikdy nepoužívejte běžné systémy likvidace tuhého komunálního odpadu. Místo toho se doporučuje likvidovat zařízení prostřednictvím komunálních recyklačních stanic pro plánovanou recyklaci použitých materiálů.


12. TECHNICKÉ VLASTNOSTI

12.1 VAK pro zvedání pacientů - REF. RP891

MATERIÁL 100% polyester

MAXIMÁLNÍ PRŮTOKOVÁ RYCHLOST 180 kg

VELIKOST	A	B	C	D
ONE	143 cm	80 cm	93 cm	35 cm




REF. RP891


12.2 Závěs pro stojanový zvedák - REF. RP893, RP896

MATERIÁL 100% polyester

ROZMĚRY Rozměry v CM



REF. RP893



REF. RP896

13. ZÁRUKA

Na všechny výrobky Moretti se vztahuje záruka na materiálové nebo výrobní vady po dobu 2 (dvou) let od data prodeje výrobku, s výhradou níže uvedených výjimek a omezení.

Záruka je neplatná v případě nesprávného použití, zneužití nebo úpravy výrobku a v případě nedodržení podmínek návodu k použití. Správné použití výrobku je uvedeno v návodu k použití. Moretti neodpovídá za žádné škody, zranění osob ani za nic jiného, co by bylo způsobeno instalací nebo v souvislosti s ní. A nebo používání zařízení v rozporu s pokyny uvedenými v příručkách pro instalace, montáž a použití. Společnost Moretti neposkytuje záruku na poškození nebo vady výrobků Moretti. Následující podmínky: přírodní katastrofy, neoprávněná údržba nebo oprava, poškození vzniklé v důsledku problémů s napájením (v příslušných případech), použití dílů nebo komponentů, které nejsou poskytnuty společností Moretti, nedodržení pokynů a návodu k použití, neautorizované úpravy, Poškození při přepravě (kromě původní zásilky od společnosti Moretti) nebo neprovedení údržby podle pokynů v příručce. Záruka se nevztahuje na následující komponenty opotřebené, pokud je poškození způsobeno běžným používáním výrobku.

13.1 Ustanovení o výjimkách

S výjimkou případů výslovně uvedených v této záruce a v mezích zákona společnost Moretti nenabízí žádná další prohlášení, záruky nebo podmínky, výslovné nebo předpokládané, včetně jakýchkoli prohlášení, záruky nebo podmínky obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování práv a nezasahování. Společnost Moretti nezaručuje, že používání produktu Moretti bude nepřerušované nebo bezchybné. Doba trvání implicitní záruky, které mohou být uloženy zákonem, jsou omezeny na záruční dobu v rozsahu zákona. Některé státy nebo země neumožňují omezení doby trvání předpokládané záruky. nebo vyloučení či omezení náhodných nebo následných škod v souvislosti se spotřebitelskými produkty. V takových státech nebo zemích se na vás nemusí vztahovat určité výjimky nebo omezení této záruky. La tato záruka se může změnit bez předchozího upozornění.



ZÁRUČNÍ LISTINA



Prodotto _____

Purchased on _____

Rivenditore _____

Přes _____ Umístění _____

Venduto a _____

Přes _____ Umístění _____

 MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-mail: info@morettispa.com

MADE IN ITALY