



**MOPEDIA®**

MA RP700x-RP705x-RP706x 04 A\_ENG\_09-2020

**FRANCOUZSKÉ BERLE**

**NÁVOD K POUŽITÍ**

## INDEX

1. KÓDY.....	STRANA.3
2. ÚVOD.....	STRANA.3
3. URČENÉ POUŽITÍ.....	STRANA.3
4. PROHLÁŠENÍ O UZNÁNÍ .....	STRANA.3
5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ .....	STRANA.4
6. SYMBOLY .....	STRANA.4
7. OBECNÝ POPIS .....	STRANA.4
71 Francouzské berle.....	str.4
72 Nastavení výšky .....	str.4
8. PŘED POUŽITÍM .....	STRANA.4
9. UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ .....	STRANA.5
10. JAK POUŽÍVAT.....	STRANA.5
11. ÚDRŽBA .....	STRANA.5
12. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE .....	STRANA.5
121 Čištění.....	str.5
122 Dezinfekce .....	str.5
13. PODMÍNKY LIKVIDACE .....	STRANA.5
14. TECHNICKÉ VLASTNOSTI .....	STRANA.6
141 Náhradní díly .....	str.6
15. ZÁRUKA .....	STRANA.6
16. OPRAVY .....	STRANA.6
161 Záruční opravy .....	str.6
162 Oprava, na kterou se nevztahuje záruka .....	str.6
163 Nepoškozené zařízení .....	str.6
17. NÁHRADNÍ DÍLY.....	STRANA.6
18. DOLOŽKY O VÝJIMCE .....	STRANA.7

**CE** Zdravotnický prostředek třídy I  
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745  
RADY ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích

### 1. KÓDY

<b>RP700C</b>	Francouzské hole - dětské
<b>RP705A</b>	Francouzské hole - s tlumičem
<b>RP706N</b>	Francouzské hole - s měkkou rukojetí

### 2. ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili vycházkovou hůl **MOPEDIA** od společnosti Moretti S.p.A. Tento návod k použití obsahuje několik doporučení, jak správně používat výrobek, který jste si vybrali, a poskytuje cenné rady pro vaši bezpečnost. Před použitím výrobku si prosím návod pečlivě přečtěte. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na svého prodejce, který vám poradí a pomůže.

### 3. URČENÉ POUŽITÍ

Vycházkové hole **MOPEDIA** by Moretti jsou pomůcky, které se ovládají jednou rukou a jsou uzpůsobeny k podpoře a/nebo podpoře mobility osob s pohybovými problémy.

#### POZOR!



- Nepoužívejte výrobek k účelům, které nejsou uvedeny v této příručce.
- Společnost Moretti S.p.A odmítá jakoukoli odpovědnost za následky vyplývající z nesprávného použití tohoto výrobku a z neoprávněných zásahů do rámu výrobku.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu informací uvedených v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.

### 4. PROHLÁŠENÍ O UZNÁNÍ

Společnost Moretti S.p.A. prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek vyráběný a obchodovaný společností Moretti S.p.A. a patřící do skupiny FOREARM CRUTCHES je v souladu s ustanoveními nařízení 2017/745 o zdravotnických prostředcích ze dne 5. dubna 2017.

Za tímto účelem společnost Moretti S.p.A. zaručuje a prohlašuje na svou výhradní odpovědnost následující:

1. Přístroje splňují požadavky na obecnou bezpečnost a funkční způsobilost požadované přílohou I nařízení 2017/745, jak je stanoveno v příloze IV výše uvedeného nařízení.
2. Přístroje NEJSOU MĚŘICÍMI PŘÍSTROJI.
3. Přístroje NEJSOU URČENY PRO KLINICKÉ TESTY.
4. Zařízení jsou zabalena v krabici NON-STERILE BOX.
5. Přístroje patří do třídy I v souladu s ustanoveními přílohy VIII výše uvedeného nařízení.
6. Společnost Moretti S.p.A. poskytuje příslušným orgánům technickou dokumentaci k prokázání shody s nařízením 2017/745, a to po dobu nejméně 10 let od výroby poslední šarže.

Poznámka: Kompletní kódy výrobků, registrační kód výrobce (SRN), kód UDI-DI a veškeré odkazy na použité předpisy jsou uvedeny v EU prohlášení o shodě, které Moretti vydává. S.p.A. vydává a zpřístupňuje prostřednictvím svých kanálů.

## 5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte celý návod k obsluze.
- Poradte se s lékařem nebo terapeutem, abyste určili správné nastavení a správné používání chodítek.
- Ujistěte se, že je výrobek dodán kompletní, a uchovávejte jej zabalený mimo dosah zdrojů tepla.
- Mez použití zařízení je dána opotřebením dílů.
- Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
- Uživatel a/nebo pacient musí nahlásit jakoukoli závažnou nehodu, ke které došlo v souvislosti s přístrojem, výrobci a příslušnému orgánu státu, do kterého uživatel a/nebo pacient patří.

## 6. SYMBOLY

	Kód produktu
	Jedinečná identifikace
	zařízení Označení CE
	Výrobce
	Šarže
	Přečtěte si návod k použití
	Zdravotnické zařízení
	Podmínky likvidace

## 7. OBECNÝ POPIS

### 71 Francouzské hole

Vyrobeno z eloxovaného hliníku s anatomickou vstříkovanou rukojetí. Rukojeť je z jednoho kusu pro větší pohodlí a bezpečnost. Vybaveno protihlukovým kroužkem na posuvné trubce, červenou odrazkou na rukojeti, protiskluzovými, gumovými hroty, ruční berle je nastavitelná po 2,5 cm.

### 72 Nastavení výšky

Berle je třeba nastavit podle vaší výšky.

Odstraňte klip, stiskněte tlačítko a posuňte hadičku tak, aby odpovídala otvorům, a přizpůsobte ji požadované výšce a manévrovatelnosti pacienta. Rukojeti musí být v jedné linii s horní částí boků. Nasadte zátku na otvor, abyste tubus zajistili, a ujistěte se, že je tlačítko zcela zasunuto do otvoru, poté znovu zasuňte c-klip.

**POZNÁMKA: Po správném nastavení berlí musí být ruce pohodlně pokrčené, když jste ve vzpřímené poloze.**

## 8. PŘED POUŽITÍM

- Zkontrolujte, zda není rám poškozen, aby bylo zaručeno bezpečné používání pro osoby a věci.
- Zkontrolujte, zda knoflík a svorka správně zapadají do příslušných otvorů.

## 9. UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ

- Na mokrém a kluzkém povrchu dbejte zvýšené opatrnosti.
- **NEPOUŽÍVEJTE** u pacientů, jejichž hmotnost přesahuje hmotnost uvedenou na štítku výrobku a v kapitole o technických vlastnostech této příručky.
- Nenechávejte přístroj dlouho v kontaktu s vodou.
- Pravidelně kontrolujte jeho pevnost, stabilitu a dobrý stav gumových koncovek. Po opotřebení je vyměňte.
- V případě pochybností o používání, seřizování nebo údržbě se obraťte na svého prodejce.

## 10. JAK POUŽÍVAT

Držte se berlí, přenášejte je a pohybujte zraněnou končetinou přenášením váhy na rukojeti berlí, kývejte tělem dopředu a držte zdravou nohu dobře položenou a nakonec přeneste zdravou nohu dopředu. Berle by nikdy neměly být za pacientem.

### LEZENÍ PO SCHODECH

- Položte zdravou nohu na stupínek
- Umístěte berle a nakonec postiženou nohu

### POLOŽTE NA Schody.

- Umístěte berle na schod níže
- Sundejte zraněnou nohu
- A konečně, na podporu zdravé nohy

## 11. ÚDRŽBA

Přístroje **MOPEDIA** od společnosti MORETTI jsou po uvedení na trh pečlivě kontrolovány a dodávány se značkou ES. Pro bezpečnost pacienta a lékaře doporučujeme nechat přístroj každé 2 roky zkontrolovat výrobcem nebo autorizovanou laboratoří. V případě opravy používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

## 12. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

### 121 Čištění

K odstranění prachu používejte pouze vlhký hadřík, k odstranění obtížnějších nečistot použijte vlhký hadřík s jemným mýdlem. Před použitím důkladně osušte.

### 122 Dezinfekce

Pokud potřebujete výrobek dezinfikovat, použijte běžný dezinfekční čisticí prostředek.



### POZOR!

Nikdy nepoužívejte kyseliny, nebo rozpouštědla, jako je aceton.

## 13. PODMÍNKY LIKVIDACE

V případě likvidace nepoužívejte vkladací nádobu na komunální odpad. Doporučujeme odkládat vycházkovou hůl na příslušná místa určená k recyklaci.

#### 14. TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Kódy	Barva	Materiál	Nastavení výšky	Maximální hmotnost
RP700C	ŽLUTÁ A MODRÁ	Eloxovaný hliník	65 - 81 cm	80 kg
RP705A	BLACK	Eloxovaný hliník	74 - 97 cm	100 kg
RP706N	BLACK	Eloxovaný hliník	74 - 97 cm	100 kg

#### 141 Náhradní díly

**RV7010** Gumové koncovky pro ramenní berle - šedá barva - 2ks

**RV7011** Gumové koncovky pro ramenní berle - černá barva - 2ks

#### 15. ZÁRUKA

Na výrobky Moretti se vztahuje záruka na materiálové nebo výrobní vady po dobu (dvou) 2 let od data nákupu, s výhradou níže uvedených omezení a výjimek. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním, zneužitím nebo úpravou výrobku a záruka neplatí, pokud není důsledně dodržován návod k použití. Správné zamýšlené použití zařízení je uvedeno v tomto návodu. Společnost Moretti neodpovídá za škody vzniklé v důsledku zranění osob nebo jinak způsobené nesprávnou instalací nebo nesprávným používáním nebo v souvislosti s nimi. Společnost Moretti neručí za poškození nebo vady výrobků za následujících podmínek: přírodní katastrofa, neautorizovaná údržba nebo oprava, poškození v důsledku problémů s napájením (pokud je poskytováno) použití náhradních dílů nedodaných společností Moretti, nesprávné použití, neautorizovaná úprava, poškození při přepravě (jiné než originální zásilka od společnosti Moretti ) nebo v případě nedostatečné údržby uvedené v návodu. Záruka se nevztahuje na součásti podléhající opotřebení při správném používání zařízení.

#### 16. OPRAVY

##### 161 Záruční opravy

V případě, že se na výrobku Moretti během záruční doby vyskytne vada materiálu nebo výrobní vada, potvrdí společnost Moretti zákazníkovi, zda se na vadu může vztahovat záruka. Společnost Moretti může podle svého uvážení provést záruční opravu nebo výměnu u prodejce Moretti nebo v provozovně Moretti . Náklady na práci při opravě mohou být účtovány společnosti Moretti, pokud se na opravu vztahuje záruka. Oprava nebo výměna neprodlužuje ani neobnovuje záruku.

##### 162 Oprava, na kterou se nevztahuje záruka

Výrobek, na který se nevztahuje záruka, lze vrátit k opravě pouze po předchozím schválení zákaznickým servisem společnosti Moretti. Náklady na práci a dopravu při opravě, na kterou se nevztahuje záruka, plně hradí zákazník nebo prodejce. Na opravy výrobků, na které se nevztahuje záruka, se vztahuje záruka po dobu šesti (6) měsíců od data obdržení opraveného výrobku.

##### 163 Nepoškozené zařízení

Zákazník bude informován, pokud společnost Moretti po přezkoumání a otestování vráceného výrobku prohlásí, že výrobek není vadný. V takovém případě bude zboží vráceno zákazníkovi, veškeré náklady na dopravu hradí zákazník.

#### 17. NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly Moretti se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců od data přijetí.

### 18. VÝJIMKOVÉ DOLOŽKY

S výjimkou případů výslovně uvedených v této záruce a v mezích zákona společnost Moretti neposkytuje žádné prohlášení, záruky ani podmínky, výslovné ani předpokládané, včetně prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování a rušení. Společnost Moretti nezaručuje, že používání produktu Moretti bude nepřerušované nebo bezchybné. Doba trvání jakýchkoli předpokládaných záruk, které mohou být uloženy zákonem, je omezena na záruční dobu v mezích zákona. Některé státy neumožňují omezení doby trvání předpokládané záruky ani vyloučení či omezení náhodných nebo následných škod v souvislosti s výrobky pro spotřebitele. V takových státech nebo zemích se na vás některé výhrady a omezení této záruky nemusí vztahovat. Tato záruka se může změnit bez předchozího upozornění.

## ZÁRUČNÍ LIST

Produkt \_\_\_\_\_

Zakoupeno dne (datum) \_\_\_\_\_

Maloobchodní p r o d e j c e \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_ Obec / město \_\_\_\_\_

Prodáno do \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_ Obec/město \_\_\_\_\_



**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com) e-mail:

[info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com) MADE IN P.R.C.