

Gelový obklad, studená/teplá komprese 40 x 20 cm

07-010211

Gelové obklady se používají k **horké i studené terapii**. Tato dvojí použitelnost z nich činí silnou alternativu k běžným hřejivým polštářům a ledovým obkladům. Univerzální, opakovaně použitelné zábaly poskytují terapii efektivně a ekonomicky. Obklady jsou použitelné opakovaně a jejich materiál je netoxický. I při teplotě nižší než -20 °C zůstává měkký.



Obklad lze ohýbat v libovolném úhlu, což umožňuje maximální pokrytí kloubu a svalu. Všechny lze ohřívat (mikrovlnná trouba) a zmrazovat (mraznička). Teplotu udrží přibližně **30 minut**.

Vlastnosti:

- Rozměry: 40 cm x 20 cm
- Lze ohřívat v mikrovlnné troubě nebo zmrazit v mrazák
- Teplotu udrží 30 min